

Wb, Fc, Elisa용 Anti-Cd244 토끼 단일클론 항체 - Q9Bzw8

품목 번호: CM0007598

소개

WB, FC 및 ELISA용으로 검증된 고품질 CD244 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 조절자인 인간 자연살해세포 수용체 2B4(SLAMF4)를 검출합니다. 면역학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD244 토끼 mAb
비고/별칭	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 분자
종	인간
유전자 ID(인간)	51744
유전자 ID	51744
면역원	인간 CD244(NP_001160135.1)의 아미노산 22~221에 해당하는 서열의 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZW8
단백질 분자량	30kDa/36kDa/41kDa
배송	아이스팩