

Anti-Cd244 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bzw8

품목 번호: CM0022245

소개

CD244 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간과 마우스에 대한 교차 반응성을 가지며 WB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 자연 살해 세포 수용체 2B4 (SLAMF4)를 표적하며; 면역원은 아미노산 22-224를 포함합니다. 면역학 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD244 Rabbit pAb
비고/별칭	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4; CD244
종	인간
유전자 ID (인간)	51744
유전자 ID	51744
면역원	인간 CD244 (NP_057466.1)의 아미노산 22-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BZW8
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백