

Wb 및 Elisa용 항-Cd248 다클론 항체 - Q9Hcu0

품목 번호: CM0017853

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 CD248(엔도시알린, TEM1)에 대한 친화성 정제된 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 혈관신생, 면역 반응 및 종양 생물학 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD248 토끼 pAb
비고/별칭	TEM1; CD164L1; CD248
종	인간
유전자ID (인간)	57124
유전자ID	57124
면역원	제조항 단백질 인간 CD248 (NP_065137.1)의 아미노산 18-150에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HCU0
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩