

항-Cd26/Dpp4 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P27487

품목 번호: CM0013006



소개

인간 CD26/DPP4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. T세포 활성화 및 디펩티딜 펩티다아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD26/DPP4 토끼 pAb
비고/별칭	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
종	인간
GeneID (인간)	1803
GeneID	1803
면역원	인간 CD26/DPP4 (NP_001926.2)의 아미노산 29-766번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27487
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스백