


Wb 및 Elisa용 Anti-Cd274 토끼 다클론 항체 - Q9Ep73

품목 번호: CM0020182



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 마우스 CD274/PD-L1 항토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역 체크포인트 및 종양 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] CD274 토끼 pAb
비고/별칭	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
종	마우스
GeneID (사람)	29126
GeneID	60533
면역원	제조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9EP73
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩