

Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd3 앵실론 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0006537



소개

인간 CD3 앵실론 사슬(T3E/TCRE)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, FC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화 및 적응 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD3 토끼 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
유전자 ID (인간)	916
유전자 ID	916
면역원	인간 CD3의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000724.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩