


Wb, Elisa용 Anti-Cd300A 토끼 다클론 항체 - Q9Ugn4

품목 번호: CM0017941



소개

인간 CD300A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. NK 세포, T 세포 및 비만세포에 존재하는 33 kDa 억제성 수용체를 표적으로 합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD300A 토끼 pAb
비고/별칭	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
종	인간
유전자 ID (인간)	11314
유전자 ID	11314
면역원	인간 CD300A의 아미노산 18-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_009192.2)
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN4
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩