

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd305/Lair1 토끼 단클론 항체 - Q6Gtx8

품목 번호: CM0004765



소개

인간 백혈구 관련 면역글로불린 유사 수용체 1(LAIR1/CD305)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, FC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 면역 수용체 신호 전달 및 NK/T/B 세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD305/LAIR1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	LAIR1; CD305; LAIR-1; 백혈구 관련 면역글로불린 유사 수용체 1; CD305/LAIR1
종	인간
유전자ID (인간)	3903
유전자ID	3903
면역원	인간 CD305/LAIR1(NP_002278.2)의 아미노산 22-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6GTX8
단백질 분자량	23kDa/29kDa/31kDa
배송 방법	아이스 팩