


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd324/E-Cadherin 토끼 Polymab® - P09803

품목 번호: CM0009780



소개

CD324/E-Cadherin(UM, UVO, Ecad, ARC-1, E-cad, L-CAM)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드 샘플에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 예측 분자량은 98kDa입니다. UniProt: P09803.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD324/E-Cadherin 토끼 PolymAb®
비고/별칭	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
종	마우스
GeneID (사람)	999
GeneID	12550
면역원	마우스 CD324/E-Cadherin(NP_033994.1)의 아미노산 157-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P09803
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩