

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd34 Rabbit Polyclonal Antibody - P28906

품목 번호: CM0017782

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 CD34 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 세포 부착에 관여하는 조혈 모세포 마커인 인간 CD34를 검출합니다. 줄기세포 및 내피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD34 Rabbit pAb
비고/별칭	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	947
GeneID	947
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드, 인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 32-290 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P28906
단백질 분자량	41 kDa
배송(Shipping)	아이스백