


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd38 폴리클로날 항체 - P28907

품목 번호: CM0019898



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 CD38 토끼 폴리클로날 항체(pAb). 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응함. 면역학 및 대사 연구를 위해 ADP-리보실 시클라제/순환 ADP-리보스 가수분해효소 1을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD38 Rabbit pAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
종(Species)	Human
유전자 ID (Human)	952
유전자 ID	952
항원(Immunogen)	인간 CD38 (NP_001766.2)의 아미노산 181-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P28907
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)