

Wb, Elisa용 Anti-Cd3D 폴리클로널 항체 - P04235

품목 번호: CM0023415

소개

마우스 CD3d를 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 모델에서 T-세포 수용체 신호 전달 및 적❖ 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD3d Rabbit pAb
비고/별칭	T3d; CD3d
종(Species)	마우스
유전자 ID	12500
면역원	제조합 단백질: 마우스 CD3d (NP_038515.3)의 아미노산 15-115에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04235
단백질 분자량	19KDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)