

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd3D 토끼 다클론 항체 - P04234

품목 번호: CM0018477



소개

인간 CD3D를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트 샘플에서 CD3D를 검출하며, T세포 신호 연구 및 진단 면역분석 개발에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	CD3D 토끼 pAb
비고/별칭	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
종	인간
GeneID (인간)	915
GeneID	915
면역원	인간 CD3D (NP_000723.1)의 아미노산 22-105번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P04234
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백