

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd3E Rabbit Polyclonal Antibody - P07766

품목 번호: CM0013011



소개

인간 CD3E를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트 CD3E와 교차 반응합니다. T-세포 수용체 신호 전달, 적응 면역 및 면역종양학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD3E 항원 Rabbit pAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E 항원
종	인간
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	합성 펩타이드 인간 CD3E (NP_000724.1)의 아미노산 111-207에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백