

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd3G 토끼 단일클론 항체 - P09693

품목 번호: CM0010022



소개

인간 CD3G(CD3 감마 사슬)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. T-세포 수용체 신호 전달, 적응 면역 및 T-세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD3G Rabbit mAb
비고/별칭	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	917
유전자 ID	917
면역원	재조합 단백질 (인간 CD3G (NP_000064.1)의 아미노산 23-116에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P09693
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩