

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Cd4 토끼 다클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0013529



소개

인간 CD4에 대한 토끼 다클론 항체로, 아미노산 26-200을 표적으로 합니다. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. T세포 면역 반응 및 HIV 상호작용 연구에 적합합니다. Uniprot: P01730.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD4 토끼 pAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
종	인간
유전자 ID(인간)	920
유전자 ID	920
면역원	인간 CD4의 아미노산 26-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000607.1).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩