


Wb 및 Elisa용 Anti-Cd40L 토끼 다클로날 항체 - P29965

품목 번호: CM0017096



소개

마우스와 교차 반응성을 확인한 WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 CD40L (CD154)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 진단 및 연구 응용 분야에서 T세포 공동 자극 및 B세포 활성화를 연구하기 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD40L Rabbit pAb
비고/별칭	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	959
면역원(Immunogen)	인간 CD40L (NP_000065.1)의 아미노산 113-261에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P29965
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)