

Anti-Cd46 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15529

품목 번호: CM0011335



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법, 유세포 분석 및 ELISA용 재조합 토끼 단일클론 CD46 항체입니다. 인체 보조 인자 단백질, 보체 조절 인자 및 병원체 수용체를 표적합니다. MCP, TLX, AHUS2, MIC10, TRA2.10으로도 알려져 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] CD46 Rabbit mAb
비고/별칭	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4179
유전자 ID	4179
면역원	인간 CD46 (NP_002380.3)의 아미노산 35-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P15529
단백질 분자량	37-44kDa
배송	아이스백