


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd5 토끼 단일클론 항체 - P06127

품목 번호: CM0011235



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 CD5 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 조절에 관여하는 T 세포 및 B1a 세포 표면 수용체인 인간 CD5와 반응합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD5 토끼 mAb
비고/별칭	T1; LEU1; CD5
종	인간
GeneID (인간)	921
GeneID	921
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD5(P06127)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06127
단백질 무게	55kDa
배송	아이스팩