

Anti-Cd6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - P30203

품목 번호: CM0028918



소개

인간 CD6(TP120)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합. T-세포 생물학, 면역학 및 감염 연구에 이상적. 인간 CD6와 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD6 Rabbit pAb
비고/별칭	TP120; CD6
종	인간
유전자 ID (인간)	923
유전자 ID	923
면역원	인간 CD6 (NP_006716.3)의 아미노산 424-668에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30203
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백