

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd62P/P-Selectin 토끼 단일클론 항체 - P16109

품목 번호: CM0007041



소개

이 CD62P/P-selectin 토끼 단일클론 항체(mAb)는 사람(Human) 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 이 항체는 백혈구 굴림(leukocyte rolling) 및 염증에 관여하는 주요 접착 분자인 P-selectin을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD62P/P-selectin 토끼 mAb
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectin
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	6403 (Human)
항원(Immunogen)	사람 CD62P/P-selectin (NP_002996.2)의 아미노산 42-771 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)