

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd62P/P-Selectin 토끼 다클로날 항체 - P16109

품목 번호: CM0018486



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 CD62P/P-selectin 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐와 반응합니다. CamelBio의 IVD 원료 플랫폼에서 제공하는 염증, 백혈구 부착 및 혈소판 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD62P/P-selectin Rabbit pAb
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6403
유전자 ID	6403
면역원(Immunogen)	인간 CD62P/P-selectin (NP_002996.2)의 아미노산 30-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송(Shipping)	아이스백