

Wb, Elisa용 Anti-Cd66D/Ceacam3 폴리클로날 항체 - P40198

품목 번호: CM0027836



소개

CD66d/CEACAM3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 병원체의 식세포 작용을 매개하는 과립구 수용체입니다. 사람과 마우스에 대한 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD66d/CEACAM3 Rabbit pAb
비고/별칭	CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1084
유전자 ID	1084
면역원	사람 CD66d/CEACAM3 (NP_001806.2)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P40198
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백 (Ice bag)