


Anti-Cd70 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P32970

품목 번호: CM0019347



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 인간 CD70(CD27 리간드, TNFSF7)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. T 세포 활성화 및 B 세포 면역 감시에 관한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD70 Rabbit pAb
비고/별칭	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	970
GeneID	970
면역원(Immunogen)	인간 CD70 (NP_001243.1)의 아미노산 47-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P32970
단백질 분자량(Protein Weight)	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)