

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd9 토끼 다클론 항체 - P21926

품목 번호: CM0019823



소개

WB, IHC-P, ELISA용 고품질 CD9 토끼 pAb(P21926). 인간, 마우스, 랫드 샘플에서 검증되었습니다. 토끼 유래이며, 면역원은 아미노산 112-195입니다. 세포 접착, 혈소판 활성화 및 정자-난자 융합 연구에 신뢰성 있게 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD9 토끼 pAb
비고/별칭	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
종	인간
GeneID (인간)	928
GeneID	928
면역원	인간 CD9(NP_001760.1)의 아미노산 112-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21926
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩