

Wb, Elisa용 Anti-Cd96 폴리클로널 항체 - P40200

품목 번호: CM0024294



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 토끼 대항 인간 CD96 (TACTILE) 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 CD96을 검출합니다. T 세포 및 NK 세포 접착과 후기 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD96 Rabbit pAb
비고/별칭	TACTILE; CD96
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10225
GeneID	10225
면역원(Immunogen)	인간 CD96 (NP_937839.1)의 아미노산 270-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P40200
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스백