


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd98/Slc3A2 단일클론 항체 - P08195 / P10852

품목 번호: CM0002884



소개

인간/쥐 CD98/SLC3A2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫드와 반응합니다. 표적 단백질은 아미노산 교환과 인테그린 신호전달에 관여하는 아미노산 수송체의 중쇄입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] CD98/SLC3A2 토끼 다클론 항체 PolymAb®
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
종	인간/쥐
유전자 ID (인간)	6520
유전자 ID	6520/17254
면역원	인간/쥐 SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3)의 아미노산 206-630번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P08195/P10852
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백