

Anti-Cdcp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H5V8

품목 번호: CM0028278

소개

WB 및 ELISA용 CDCP1 토끼 다클로날 항체. 인간 및 마우스 CDCP1과 반응하며, 백혈병 진단 및 줄기세포 하위 집단에서의 역할을 하는 세포 부착 및 종양 진행 마커입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDCP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
종	Human
GeneID (Human)	64866
GeneID	64866
면역원	인간 CDCP1 (NP_835488.1)의 아미노산 30-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9H5V8
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백