

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cdh11 다클론 항체 - P55287

품목 번호: CM0013118

소개

인간 및 생쥐에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 항-CDH11 항체. 접착 부위 조립 및 이동에 관여하는 세포 접착 단백질인 카데린-11을 표적으로 하며 뼈 및 뇌 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDH11 토끼 pAb
비고/별칭	OB; ESWS; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
종	인간
유전자ID (인간)	1009
면역원	인간 CDH11 (NP_001788.2)의 아미노산 120-400에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P55287
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스 팩