

Wb, Elisa용 항-Cd19 토끼 다클론 항체 - Q9H159

품목 번호: CM0014929

소개

인간 CDH19(카데린-19)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 세포 접착 및 조직 분류 연구에 적합하며 인간 시료에 대해 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDH19 토끼 pAb
비고/별칭	CDH7; CDH7L2; CDH19
종	인간
GeneID (인간)	28513
GeneID	28513
면역원	인간 CDH19 (NP_066976.1)의 아미노산 240-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H159
단백질 분자량	87kDa
배송 방식	아이스 팩