


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Cdk1 토끼 다클론 항체 - P06493

품목 번호: CM0013661



소개

인간 CDK1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 CDK1을 인식합니다. 세포주기 및 암 연구를 위한 핵심 유사분열 키나아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDK1 토끼 pAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
종	인간
유전자 ID (인간)	983
유전자 ID	983
면역원	인간 CDK1 (NP_001777.1)의 아미노산 198-297에 해당하는 서열을 포함하는 합성 펩타이드/제조업 용합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06493
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백