

If/Icc, Elisa용 항-Cdk11B 토끼 다클론 항체 - P21127

품목 번호: CM0017860



소개

CDK11B에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 전사, 스플라이싱 및 유사분열에서 CDK11B의 역할 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK11B 토끼 pAb
비고/별칭	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
종	인간
GeneID (인간)	984
GeneID	984
면역원	인간 CDK11B (NP_277021.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21127
단백질 분자량	93kDa
배송 방법	아이스 팩