

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Cdk5R1 단일클론 항체 - Q15078

품목 번호: CM0006809



소개

인간, 마우스, 래트의 WB/ELISA에 대해 검증된 CDK5R1 Rabbit mAb (p35). 신경돌기 성장, 피질층화 및 생체시계 조절에 관여하는 뉴런 특이적 CDK5 활성제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK5R1 Rabbit mAb
비고/별칭	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
종	인간
GeneID	8851
면역원	인간 CDK5R1 (NP_003876.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15078
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백