


Anti-Cdkn2C/p18-Ink4C 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - P42773

품목 번호: CM0016173



소개

CDKN2C/p18-INK4C를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 이 항체는 CDK6/CDK4 상호작용을 통해 세포 주기 진행을 조절하는 사이클린 의존성 키나제 억제제를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDKN2C/p18-INK4C 토끼 pAb
비고/별칭	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
종	인간
GeneID (인간)	1031
GeneID	1031
면역원	인간 CDKN2C/p18-INK4C (P42773)의 아미노산 1-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P42773
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백