

Wb, Elisa용 Anti-Cdx4 폴리클로날 항체 - O14627

품목 번호: CM0026259

소개

인간 CDX4에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 발달 전사 조절에서 호메오박스 단백질 기능을 연구하는데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDX4 Rabbit pAb
비고/별칭	CDX4
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1046
유전자 ID	1046
면역원	인간 CDX4 (NP_005184.1)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O14627
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)