

Anti-Cebp Delta/Cebpd 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P49716

품목 번호: CM0018269

소개

인간 CEBP Delta/CEBPD 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 면역원: 합성 펩타이드 (아미노산 50-150). 면역 반응 및 분화에서 전사 인자 C/EBP-delta 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	CEBP Delta/CEBPD Rabbit pAb
비고/별칭	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
종	인간
유전자 ID (인간)	1052
유전자 ID	1052
면역원	인간 CEBP Delta/CEBPD (NP_005186.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49716
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백