


Wb, Elisa용 항-Cebpe 다클론 항체 - Q15744

품목 번호: CM0029699



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 CEBPE 토끼 다클론 항체입니다. 골수계 분화에서 전골수구-골수구 전이에 중요한 핵 전사인자인 인간 및 생쥐 CEBPE(31kDa)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEBPE 토끼 pAb
비고/별칭	CRP1; SGD1; IMD108; C/EBP-엡실론; c/EBP 엡실론; CEBPE
종	인간
유전자 ID (인간)	1053
유전자 ID	1053
면역원	재조합 단백질 인간 CEBPE(NP_001796.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q15744
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스박스