

## Wb, Elisa용 항-Cel/담즙염 활성화 리파아제 다클론 항체 - P19835

품목 번호: CM0015488



### 소개

인간 CEL(담즙염 활성화 리파아제)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성이 있습니다.식이 지질 흡수 및 지용성 비타민 대사에 관여하는 핵심 효소입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CEL 토끼 pAb                                                              |
| 비고/별칭       | BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL               |
| 종           | 인간                                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 1056                                                                    |
| 유전자 ID      | 1056                                                                    |
| 면역원         | 제조합 단백질   인간 CEL (NP_001798.2)의 아미노산 350-550에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질. |
| 기원          | 토끼                                                                      |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                  |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                               |
| 교차 반응성      | 마우스                                                                     |
| SWISS       | P19835                                                                  |
| 단백질 분자량     | 79kDa                                                                   |
| 배송 방법       | 아이스팩                                                                    |