


Anti-Cep44 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9C0F1

품목 번호: CM0029557



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 생쥐 CEP44와의 교차 반응성을 갖는 CEP44 Rabbit Polyclonal Antibody를 제공합니다. 중심체 및 중심립 생체발생 연구에 이상적입니다. 아이스백으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEP44 Rabbit pAb
비고/별칭	PSITP3; KIAA1712; CEP44
종	인간
GeneID (인간)	80817
GeneID	80817
면역원	제조합 단백질 인간 CEP44 (NP_001035247.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9C0F1
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백