


Wb, If/Icc, Elisa용 세룰로플라스민 다클론 항체 - P00450

품목 번호: CM0029962



소개

인간 세룰로플라스민에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 철 대사 및 구리 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	세룰로플라스민 토끼 pAb
비고/별칭	CP-2; AB073614; 세룰로플라스민
종	인간
GeneID (인간)	1356
GeneID	1356
면역원	인간 세룰로플라스민(NP_000087.1)의 아미노산 366-572번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00450
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스 팩