

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cfap53 토끼 다클론 항체 - Q96M91

품목 번호: CM0021975



소개

CFAP53(CCDC11/HTX6)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 CFAP53을 검출합니다. 운동성 섬모와 편모 생합성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFAP53 토끼 pAb
비고/별칭	HTX6; CCDC11; CFAP53
종	인간
유전자 ID (인간)	220136
면역원	인간 CFAP53 (NP_659457.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96M91
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백