

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Chat 토끼 다클론 항체 - P28329

품목 번호: CM0022648



소개

인간 CHAT(콜린 O-아세틸전이효소)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 약 83kDa입니다. 콜린성 시냅스 및 신경전달물질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHAT 토끼 pAb
비고/별칭	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
종	인간
GeneID (인간)	1103
GeneID	1103
면역원	인간 CHAT(NP_065574.4)의 아미노산 200-300번에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P28329
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩