


## Wb 및 Elisa용 Anti-Chia 토끼 다클로날 항체 - Q9Bzp6

품목 번호: CM0030168



### 소개

인간 산성 포유류 키티나제(CHIA)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 키티 대사, Th2 면역, 폐 염증 연구에 사용하세요.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 사양                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | CHIA Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭                    | CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA                                   |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                      |
| GeneID (인간)              | 27159                                                          |
| GeneID                   | 27159                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 CHIA (NP_001244932.1)의 아미노산 1-368에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                 |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                 |
| SWISS                    | Q9BZP6                                                         |
| 단백질 분자량                  | 52kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                  |