

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Chmp2B 다클론 항체 - Q9Uqn3

품목 번호: CM0014062



소개

인간 CHMP2B에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 MVB 분류 및 막 분열에 관여하는 ESCRT-III의 핵심 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHMP2B 토끼 pAb
비고/별칭	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
종	인간
유전자 ID (인간)	25978
유전자 ID	25978
면역원	인간 CHMP2B (NP_054762.2)의 아미노산 1-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UQN3
단백질 분자량	24kDa
배송 방법	아이스 팩