

Anti-Chrac1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nrg0

품목 번호: CM0029258

소개

CHRAC1 Rabbit Polyclonal Antibody for WB and ELISA, targeting human chromatin accessibility complex protein 1 (CHRAC1, 15 kDa). Validated for research use in chromatin remodeling and DNA replication studies.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CHRAC1 Rabbit pAb
비고/별칭	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; CHRAC1
종	인간
GeneID (인간)	54108
GeneID	54108
면역원	인간 CHRAC1 (NP_059140.1)의 아미노산 1-131 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NRG0
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백