


Wb, Elisa용 Ciao1 토끼 다클론 항체 - O76071

품목 번호: CM0030507



소개

세포질 철-황 조립 인자인 인간 CIAO1(CIA1/WDR39)을 표적으로 하는 CIAO1 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 래트와 교차 반응합니다. Fe/S 단백질 생합성 및 염색체 분리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CIAO1 토끼 pAb
비고/별칭	CIA1; WDR39; CIAO1
종	인간
유전자 ID (인간)	9391
유전자 ID	9391
면역원	재조합 단백질 인간 CIAO1(NP_004795.1)의 아미노산 1-339에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76071
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩