

Wb 및 Elisa용 항-Cic(Capicua) 토끼 다클론 항체 - Q96Rk0

품목 번호: CM0013996



소개

인간 CIC(capicua 상동체)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 중추신경계 발달 및 전사 억제 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CIC 토끼 pAb
비고/별칭	MRD45; CIC
종	인간
유전자 ID (인간)	23152
유전자 ID	23152
면역원	인간 CIC (NP_055940.3)의 아미노산 1379-1608에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96RK0
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스 팩