

Wb, Ihc-P, Elisa용 안티-싱굴린 폴리클로날 항체 - Q9P2M7

품목 번호: CM0021864

소개

인간 싱굴린(CGN)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 티이트 정선 생물학 및 상피 장벽 연구에 이상적. 인간과 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CGN Rabbit pAb
비고/별칭	CGN; cingulin
종	인간
유전자 ID (인간)	57530
유전자 ID	57530
면역원	인간 CGN (NP_065821.1)의 아미노산 904-1203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9P2M7
단백질 분자량	137kDa
배송	아이스팩