

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Citrate Synthetase 단일클론항체 - O75390

품목 번호: CM0007155



소개

인구 시트르산 합성효소에 대한 토끼 단일클론항체. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 대사 및 TCA 회로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	시트르산 합성효소 토끼 mAb
비고/별칭	CS; citrate synthase; Citrate synthetase
종	인간
유전자 ID (인간)	1431
유전자 ID	1431
면역원	인간 시트르산 합성효소(NP_004068.2)의 아미노산 28-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75390
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백