


Anti-Ck14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Elisa - P02533

품목 번호: CM0023593



소개

CK14 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 랫트 CK14에 대한 반응성을 지닌 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA 검증이 완료된 항체입니다. 상피 생물학 및 피부병학 연구 응용에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CK14 Rabbit pAb
비고/별칭	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; keratin 14
종	인간
GeneID	3861
면역원	인간 CK14 (NP_000517.3)의 아미노산 372-472 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02533
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백